

# FICHE TECHNIQUE

## Pack IVT N°6 HESTIA

Pack pour injection intravitréenne

### Référence

401437-1

### FABRICANT

NTR  
2 Copenhagen Str.,  
80150 Sderot, Israel  
Tel: +972-8-6898650  
Fax: +972-8-6898572  
www.sn-medical.com  
Marquage CE classe I stérile (assemblage Article 12)  
Numéro CE : 0470  
Organisme notifié : OBELIS  
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485  
Annexe V et VII de la Directive 93/42/CEE

Représentant européen :  
OBELIS  
Bd Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +3227325954  
Fax: +3227326003  
mail@obelis.net

### DISTRIBUTEUR

Hestia-Medical  
18 rue Lou Cami  
64320 IDRON  
Tel : 0633645100

### SPÉCIFICATIONS

#### Présentation :

Sachet souple 210x280mm  
Champ enveloppant + sachet  
Double étiquette de traçabilité x2  
Étiquette à marque

#### Composants :

1 Champ de table 50x75 cm  
1 Carré d'essuyage 30x35 cm  
5 Compresses en non tissé 7,5x7,5 cm 4 plis 30g  
1 Blépharostat de Kratz-Barraquer angulé  
1 Marqueur IVT 3,5 mm et 4 mm  
3 Microsponges bâtonnets  
1 Champ 50x50 cm troué 4x7 cm centré adh

### CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique des composants sur simple demande

### COMPOSITION

### STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'Éthylène

### EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée  
Caractéristique sachet pelable : STP - PAP 60g - PEP/PE

### CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
	2 PMFA + 1 GMFA	38,8x28,6x33,5cm 59,7x40,5x35,7cm	120
Palette		20 colis / palette	