

FICHE TECHNIQUE

Pack IVT N°8 HESTIA

Pack pour injection intravitréenne

Référence

401439

FABRICANT

NTR
2 Copenhagen Str.,
80150 Sderot, Israel
Tel: +972-8-6898650
Fax: +972-8-6898572
www.sn-medical.com
Marquage CE classe IIa (assemblage Article 12)
Numéro CE : 0470
Organisme notifié : OBELIS
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485
Annexe V et VII de la Directive 93/42/CEE

Représentant européen :
OBELIS
Bd Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +3227325954
Fax: +3227326003
mail@obelis.net

DISTRIBUTEUR

Hestia-Medical
18 rue Lou Cami
64320 IDRON
Tel : 0633645100

SPÉCIFICATIONS

Présentation :

Sachet souple 210x350mm
Champ enveloppant + sachet
Double étiquette de traçabilité x2
Étiquette à marque

Composants :

1 Champ de table 50x75 cm
1 Cupule 60 ml verte graduée
2 Compresses en non tissé 10x10 cm 4 plis 30g
1 Ecouvillon en bois 15x0,22 cm embout coton
1 Blépharostat de Kratz-Barraquer angulé
1 Marqueur IVT 3,5 mm et 4 mm
2 Tampons de gaze diamètre 3 cm 20 fils
1 Pince plastique Kocher 14,5 cm
1 Aiguille verte 32G 13 mm
1 Champ 50x50 cm troué 4x7 cm centré adhésif

CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique des composants sur simple demande

COMPOSITION

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'Éthylène

EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée
Caractéristique sachet pelable : STP - PAP 60g - PEP/PE

CONDITIONNEMENT

Type	Description	L x l x H	Quantité
	2 PMFA + 1 GMFA	38,8x28,6x33,5cm 59,7x40,5x35,7cm	80
Palette		20 colis / palette	