

FICHE TECHNIQUE

Pack IVT N°12 HESTIA

Pack pour injection intravitréenne

Référence

401460

FABRICANT

NTR
2 Copenhagen Str.,
80150 Sderot, Israel
Tel: +972-8-6898650
Fax: +972-8-6898572
www.sn-medical.com
Marquage CE classe I stérile (assemblage Article 12)
Numéro CE : 0470
Organisme notifié : OBELIS
Normes applicables : ISO 9001/EN ISO 13485
Annexe V et VII de la Directive 93/42/CEE

Représentant européen :
OBELIS
Bd Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +3227325954
Fax: +3227326003
mail@obelis.net

DISTRIBUTEUR

Hestia-Medical
18 rue Lou Cami
64320 IDRON
Tel : 0633645100

SPÉCIFICATIONS

Présentation :

Sachet souple 210x350mm
Champ enveloppant + sachet
Double étiquette de traçabilité x2
Étiquette à marque

Composants :

1 Champ de table 70x90cm
5 Compresse en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
3 Tampons en non tissé 3cm 30g
1 Pince plastique Kocher 14,5cm
1 Cupule 60ml verte graduée
1 Blépharostat de Barraquer angulé anses pleines
1 Marqueur IVT 3,5mm et 4mm
1 Champ 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif

CARACTÉRISTIQUES

Fiche technique des composants sur simple demande

COMPOSITION

STÉRILISATION

Traitement par Oxyde d'Éthylène

EMBALLAGE

Production en atmosphère contrôlée
Caractéristique sachet pelable : STP - PAP 60g - PEP/PE

CONDITIONNEMENT

| Type | Description | L x l x H | Quantité |
|---------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | 2 PMFA + 1 GMFA | 38,8x28,6x33,5cm 59,7x40,5x35,7cm | 80 |
| Palette | | 20 colis / palette | |