



HESTIA
MEDICAL

CATALOGUE INSTRUMENTS
DE CHIRURGIE
OPHTHAL
MOLOGIQ
U E



LES PACKS

Fondée en 2007 et implantée dans le sud-ouest de la France, la société HESTIA Medical commercialise alors des packs chalazion et des instruments chirurgicaux à usage unique tels que pinces à monofilaments, pinces de Desmarres et curettes.

L'utilisation de matériel à usage unique est à cette époque peu répandue. A la suite d'une évolution rapide et importante d'injections anti VEGF, HESTIA Medical se lance dans la création de packs IVT, et c'est là qu'elle rencontre ses premiers grands succès.

A l'écoute permanente des besoins des praticiens, HESTIA Medical dispose aujourd'hui d'une gamme très complète de produits adaptés au marché de l'ophtalmologie (packs IVT, sets cataracte, packs chalazion et paupière, instrumentation à usage unique)

En mai 2021, HESTIA Medical rejoint le groupe français HELTIS – fabricant, grossiste, et distributeur - spécialiste de la vente de matériels et consommables à destination des professionnels de la santé, afin de renforcer son efficacité dans le secteur de l'ophtalmologie.

A cette occasion, nous vous présentons la 1^{ère} édition de notre catalogue numérique.





HESTIA
MEDICAL

7 place Louis Lacombe
18000 BOURGES - France

Tél : +33 (0)2 72 88 28 95

Fax : +33 (0)2 72 88 28 97

Email : contact@hestiamedical.fr

*A l'écoute de vos attentes, notre équipe met à
votre service son expérience et son engagement.*



Profitez des services HESTIA MEDICAL :

- Un suivi personnalisé assuré par votre conseiller
- Un service Administration des Ventes pour le suivi de vos commandes
- Un service Marchés pour les réponses à vos appels d'offres
- Un suivi SAV pendant et après la période de garantie
- Un support technique pour vous aider dans vos décisions

Nos référencements :



**Notre groupe bénéficie de la
Certification ISO 9001 : 2015**





LES PACKS



PACKS POUR IVT

Pack IVT N° 1	401421	5
Pack IVT N° 2	401422-2	6
Pack IVT N° 3	401425-1	7
Pack IVT N° 4	401426	8
Pack IVT N° 5	401432	9
Pack IVT N° 6	401437-4	10
Pack IVT N° 8	401439-2	11
Pack IVT N° 11	401455	12
Pack IVT N° 12	401460-1	13
Pack IVT N° 13	401463-2	14
Pack IVT N° 17	710003-2	15
Pack IVT N° 18	710004-3	16
Pack IVT N° 22	710009	17
Pack IVT N° 24	710011-1	18
Pack IVT N° 25	710012	19
Pack IVT N° 26	710013	20
Pack IVT N° 27	710014	21
Pack IVT N° 28	710015	22
Pack IVT N° 30	710017-1	23
Pack IVT N° 32	710019	24
Pack IVT N° 33	710020	25
Pack IVT N° 34	710021	26
Pack IVT N° 35	710022-1	27



PACKS CHALAZION

Pack CHALAZION N° 1	401440	28
Pack CHALAZION N° 2	401441	29
Pack CHALAZION N° 3	401442	30
Pack CHALAZION N° 4	401443	31



PACK PAUPIÈRES

Pack PAUPIÈRE N° 1	401444	32
--------------------	--------	----



PACKS CATARACTE

Pack cataracte N° 1	34
Pack cataracte N° 2	34
Pack cataracte N° 3	34
Pack cataracte N° 4	35
Pack cataracte N° 5	35
Pack cataracte N° 6	36
Pack cataracte N° 7	36



PACK PERSONNALISÉ

Composez votre pack	33
---------------------	----

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°1 / 401421



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°1 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5mm
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 2 Cupules 60ml vertes graduées
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°1 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE		
Désignation	Cond.	Référence
Pack IVT N°1	Bte de 72	401421

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°2 / 401422-2



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°2 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
 - 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
 - 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
 - 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
 - 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
 - 1 Cupule 60ml verte graduée
 - 1 Sachet de stérilisation 210x350mm
- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°2 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°2	Bte de 72	401422-2	03666002006777



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°3 / 401425-1



STERILE EO

• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°3 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 3 Tampons en non tissé 3cm 30g
- 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°3 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°3	Bte de 80	401425-1	03666002006722

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°4 / 401426



STERILE EO

• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°4 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4 mm
- 1 Sachet de stérilisation 220x300mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°4 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°4	Bte de 120	401426	03666002006692

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°5 / 401432



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°5 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 2 Fléchettes absorbantes
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°5 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°5	Bte de 64	401432	03666002006647

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°6 / 401437-4



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°6 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Carré d'essuyage en non tissé 30x40cm
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 2 Ecouvillons en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4 mm
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°6 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°6	Bte de 120	401437-4	03666002006470

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°8 / 401439-2



STERILE EO

• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°8 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 2 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 2 Tampons de gaze 20x20cm déplié 3cm 20 fils
- 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4 mm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°8 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°8	Bte de 80	401439-2	0366602006401

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°11 / 401455



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°11 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 110x110cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 2 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Blépharostat Kratz Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 3 Tampons non tissé 4cm 30g
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°11 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°11	Bte de 64	401455	03666002023033

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°12 / 401460-1



STERILE EO

• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°12 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 3 Tampons en non tissé 3cm 30g
- 1 Ecouvillon en bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat de Barraquer angulé anses fermées
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4 mm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°12 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°12	Bte de 80	401460-1	03666002022876

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°13 / 401463-2



STERILE EO

• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°13 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
 - 1 Champ non tissé en polyéthylène 40x50cm troué 6cm centré adhésif
 - 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
 - 2 Ecouvillons bois 15x0,22cm embout coton
 - 1 Cupule 90ml translucide graduée
 - 1 Blépharostat de Barraquer angulé anse fermées
 - 1 Sachet de stérilisation 210x350mm
-
- Dispositif médical fabriqué en France
 - Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°11 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°13	Bte de 64	401463-2	03666002003004



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°17 / 710003-2



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°17 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 110x110cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
- 4 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 6 Tampons en non tissé 3cm 30g
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 1 Blépharostat de Barraquer angulé 33x40 mm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Sachet de stérilisation 250x420mm


- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°17 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°17	Bte de 36	710003-2	03666002002953



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°18 ÉCO / 710004-3



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°18 est composé de :


- 1 Champ ovate/PE 50x50cm
- 1 Champ NT/PE 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Sachet de stérilisation 220x300mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°18 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE		
Désignation	Cond.	Référence
Pack IVT N°18	Bte de 180	710004-3

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°22 / 710009



STERILE EO

• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°22 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Bléphaostat de Barraquer angulé anses fermées
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 1 Sachet de stérilisation 220x300mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°22 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°22	Bte de 120	710009	03666002002830



LES PACKS



INSTRUMENTS



HABILLAGE & PROTECTION



ACCESSOIRES



DÉSINFECTION

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°24 / 710011-1



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°24 est composé de :


- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 6 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Fléchette absorbante
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat de Barraquer angulé anses fermées
- 1 Sachet de stérilisation 220x300mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°24 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°24	Bte de 132	710011-1	03666002002793

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°25 / 710012



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°25 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 5 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Compresse oculaire en non tissé 5x7cm
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm
- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°25 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°25	Bte de 90	710012	03666002002816



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°26 / 710013



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°26 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 110x110cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 6 Fléchettes absorbantes
- 1 compresse oculaire en non tissé 5x7cm
- 1 cupule 120 ml translucide graduée
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°26 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°26	Bte de 64	710013	03666002002830

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°27 / 710014



STERILE EO

• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°27 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Cupule 120 ml translucide graduée
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°27 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°27	Bte de 72	710014	03666002002816



LES PACKS



INSTRUMENTS



HABILLAGE & PROTECTION




ACCESSOIRES



DÉSINFECTION

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°28 / 710015



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°28 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 70x90cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 cupule 120 ml translucide graduée
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm


- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°28 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°28	Bte de 68	710015	0366602002793



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°30 / 710017-1



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°30 est composé de :

- 1 Champ ovate/PE 50x50cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 9 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Cupule 60ml translucide graduée
- 1 Sachet de stérilisation 220x300mm
- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°30 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE		
Désignation	Cond.	Référence
Pack IVT N°30	Bte de 104	710017-1

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°32 / 710019



• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°32 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
 - 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adh
 - 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
 - 1 Cupule 60ml translucide graduée
 - 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
 - 1 Sachet de stérilisation 210x350mm
- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°32 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°32	Bte de 96	710019	03666002002694



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°33 / 710020



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°33 est composé de :

- 1 Champ ouate/PE 70x90cm
- 10 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 2 Ecouvillons bois 15x0,22cm embout coton
- 2 Blépharostats de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Cupule 60ml verte graduée
- 1 Compresse oculaire en non tissé 5x7cm
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°33 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°33	Bte de 90	710020	03666002002663



PACKS POUR IVT

PACK IVT N°34 / 710021



STERILE EO

• Indications :

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°34 est composé de :

- 1 Blister stérile 1 alvéole 20x30cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm, troué 7x12cm centré + film à incision prédécoupé
- 1 Blépharostat de Barraquer angulé 33x44 mm
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 2 Cupules 60ml translucide graduée
- 2 Carrés d'essuyage en non tissé 30x40cm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°34 POUR INJECTION INTRAVITRÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°34	Bte de 40	710021	03666002002649

PACKS POUR IVT

PACK IVT N°35 / 710022-1



• **Indications :**

Pack stérile complet destiné à la pratique des injections intra vitréennes IVT dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le set IVT N°35 est composé de :

- 1 Champ ouate/PE 50x50cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes
- 1 Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm
- 1 Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton
- 1 Cupule 60ml translucide graduée
- 2 Tampons de gaze 20x20cm déplié 3cm 20 fils
- 1 Pince plastique Kocher 14,5cm bleue
- 5 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK IVT HESTIA MEDICAL N°35 POUR INJECTION INTRAVIDÉENNE			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack IVT N°35	Bte de 42	710022-1	03666002022890



PACKS CHALAZION

PACK CHALAZION N°1 /401440



STERILE

EO

• Indications

Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une chirurgie d'ablation de chalazion

Le pack chalazion N°1 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 110x110cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
- 10 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Compresse oculaire en non tissé 5x7cm
- 1 Seringue 3 pièces 2,5ml Luer Lock centré
- 1 Aiguille orange 25G 16mm
- 1 Aiguille rose 18G 40mm
- 1 Bâtonnet de badigeon mousse 15cm
- 1 Bistouri Swann Morton N°15
- 1 Curette chalazion double
- 1 Pince inox chalazion large
- 1 Sachet de stérilisation 285x450mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK CHALAZION N°1			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack chalazion N°1	Bte de 36	401440	03666002006487

PACKS CHALAZION

PACK CHALAZION N°2 / 401441



• Indications

Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une chirurgie d'ablation de chalazion

Le pack chalazion N°2 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Pince inox chalazion moyenne
- 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
- 10 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Curette chalazion double
- 1 Bistouri Swann Morton N°11
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK CHALAZION N°2			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack chalazion N°2	Bte de 56	401441	03666002006470



PACKS CHALAZION

PACK CHALAZION N°3 /401442



• **Indications**

Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une chirurgie d'ablation de chalazion

Le pack chalazion N°3 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
 - 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
 - 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
 - 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
 - 1 Curette chalazion double
 - 1 Pince inox chalazion large
 - 1 Bistouri Swann Morton N°11
 - 1 Sachet de stérilisation 210x350mm
- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK CHALAZION N°3			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack chalazion N°3	Bte de 56	401442	03666002006449

PACKS CHALAZION

PACK CHALAZION N°4 / 401443

• **Indications**

Set destiné à être utilisé dans le cadre d'une chirurgie d'ablation de chalazion

Le pack chalazion N°4 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
- 5 Compresses en non tissé 10x10cm 4 plis 30g
- 1 Seringue 3 pièces 5ml Luer Lock centré
- 1 Aiguille jaune 30G 13mm
- 1 Pince inox Adson à griffes 12cm
- 1 Curette chalazion double
- 1 Pince inox chalazion large
- 1 Bistouri Swann Morton N°11
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK CHALAZION N°4			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack chalazion N°4	Bte de 56	401443	03666002006401



LES PACKS



INSTRUMENTS



HABILLAGE & PROTECTION



ACCESSOIRES



DÉSINFECTION

PACK PAUPIÈRE

PACK PAUPIÈRE N°1 / 401444



• Indications

Set destiné à une opération de la paupière (esthétique).

Le pack paupière N°1 est composé de :

- 1 Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm
- 1 Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif
- 1 Plateau 15x20cm 4 compartiments
- 8 Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- 1 Seringue 3 pièces 5ml Luer Lock centré
- 1 Aiguille jaune 30G 13mm
- 1 Ciseaux inox iris pointus 10cm
- 1 Pince inox porte aiguille courbe
- 1 Pince inox St Martins 9cm
- 1 Sachet de stérilisation 210x350mm

- Dispositif médical fabriqué en France
- Chaque pack est assemblé en environnement contrôlé et stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène sous certification ISO 13485.

PACK PAUPIÈRE N°1			
Désignation	Cond.	Référence	UDI-DI
Pack paupière N°1	Bte de 56	401444	03666002006388

PACKS PERSONNALISÉS

PACKS PERSONNALISÉS



Vous ne trouvez pas de packs pour IVT répondant à vos besoins ?

Nous vous offrons la possibilité de composer vous-mêmes votre pack* !

Pour cela, il suffit de nous communiquer les composants que vous souhaitez, la quantité par référence et nous vous adresserons une offre de prix personnalisée.

* Quantité minimum : 1 000 packs



Désignation du composant	PACK PERSONNALISÉ	Quantité
Champ de table non tissé en polyéthylène 50x75cm		
Champ non tissé en polyéthylène 50x50cm troué 4x7cm centré adhésif		
Blépharostat de Kratz-Barraquer anses ouvertes		
Blépharostat de Barraquer anses pleines		
Marqueur fixateur pour IVT 3,5 et 4mm		
Pince plastique Kocher 14,5cm bleue		
Ecouvillon bois 15x0,22cm embout coton		
Tampons de gaze 20x20cm déplié 3cm 20 fils		
Compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g		
Cupule 60ml translucide graduée		
Cupule 120 ml translucide graduée		
Carrés d'essuyage en non tissé 30x40cm		
Blépharostat de Barraquer angulé 33x44 mm		
ou tout composant déjà référencé dans l'un des packs standard !		

***Adressez votre demande à votre conseiller ou contactez-nous
par e-mail : contact@hestiamedical.fr***



LES PACKS



INSTRUMENTS

HABILLAGE &
PROTECTION

ACCESSOIRES



DÉSINFECTION



PACKS CATARACTE

PACK CATARACTE N°1



Contenu du pack cataracte 1 :

- 1 blépharostat Lieberman SO-15005N-1
- 1 pince Capsulorhexis SF-11174-2 1.8
- 1 pince Hoskins SF-11061-1
- 1 manipulateur Lebuissou SB-14193-1



PACK CATARACTE N°1		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 1	Unité	SETNANTES1



PACK CATARACTE N°2



Contenu du pack cataracte 2 :

- 1 blépharostat Lieberman SO-15005N-1
- 1 pince Capsulorhexis SF-11223-1 1.8
- 1 pince de Bonn SF-11111-1
- 1 manipulateur Lebuissou SB-14193-1
- 1 ciseau oculaire SS13064B-1



PACK CATARACTE N°2		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 2	Unité	SETTOURNA12



PACK CATARACTE N°3



Contenu du pack cataracte 3 :

- 1 blépharostat Lieberman SO-15005N-1
- 1 pince Capsulorhexis SF-11223-1 1.8
- 1 pince de Bonn SF-11111-1
- 1 spatule Drysdale nucleus SB-14113-1
- 1 ciseau oculaire SS13064B-1



PACK CATARACTE N°3		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 3	Unité	SETTOURNA12



PACKS CATARACTE

PACK CATARACTE N°4


**Contenu du pack cataracte 4 :**

- 1 blépharostat SO-15019-1
- 1 pince Capsulorhexis SF-11223-1 1.8
- 1 pince de Bonn SF-11112-2
- 1 manipulateur Arnéodo SB-14192-1

PACK CATARACTE N°4		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 4	Unité	SETCREIL1



PACK CATARACTE N°5

**Contenu du pack cataracte 5 :**

- 1 blépharostat SO-15019-1
- 1 pince Capsulorhexis SF-11223-1 1.8
- 1 pince de Bonn SF-11112-2
- 1 manipulateur Lebuissou SB-14193-1

PACK CATARACTE N°5		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 5	Unité	SETCREIL2



PACKS CATARACTE

PACK CATARACTE N°6



Contenu du pack cataracte 6 :

- 1 blépharostat SO-15019-1
- 1 pince SO-11223-1
- 1 pince de Bonn SF-11112-2
- 1 crochet manipulateur Sinskey SF-14110-1
- 1 crochet manipulateur Lebuissou SB-14193-1
- 1 ciseau oculaire SS-13064B-1

PACK CATARACTE N°6		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 6	Boîte de 10	SETAPHP1



PACK CATARACTE N°7



Contenu du pack cataracte 7 :

- 1 blépharostat SO-15019-1
- 1 pince à Capsulorhéxis SF-11174-2
- 1 pince de Bonn SF-11112-2
- 1 crochet manipulateur Sinskey SF-14110-1
- 1 crochet manipulateur Lebuissou SB-14193-1
- 1 ciseau oculaire SS-13064B-1

PACK CATARACTE N°7		
Désignation	Cond.	Référence
Pack Cataracte 7	Boîte de 10	SETAPHP2



À FAIRE DÈS RÉCEPTION...

PROCÉDURES À LA RÉCEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

1° Lors de la livraison de votre commande, contrôlez toujours [L'ETAT DE VOTRE EMBALLAGE](#) et [DE VOTRE MARCHANDISE](#) en présence du transporteur.

Ne signez aucun document avant d'avoir fait ces contrôles.

2° En cas de difficultés avec le transporteur, contactez votre conseiller commercial au [+33\(0\)2 72 88 28 95](#)

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST DÉTÉRIORÉ ?

1° [REFUSEZ](#) systématiquement [LE COLIS](#).

2° Mentionnez sur le récépissé de livraison : « [MARCHANDISE REFUSÉE-COLIS ENDOMMAGÉ](#) ».

3° Signez le récépissé et veillez à ce que le transporteur reparte avec toute la marchandise.

4° Contactez immédiatement votre conseiller commercial au [+33\(0\)2 72 88 28 95](#).

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST INTACT ?

1° [DÉBALLEZ](#) la marchandise [EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR](#), vérifiez qu'elle est en bon état.

Si c'est le cas, signez le récépissé et conservez la marchandise.

2° Si la marchandise est [détériorée](#) ou si vous [constatez des manques](#) par rapport à votre commande, indiquez le, de la façon la plus précise possible, sur le bordereau de livraison.

Contactez votre conseiller commercial au [+33\(0\)2 72 88 28 95](#).

3° [Dans les 3 jours qui suivent la livraison, vous devez impérativement confirmer, par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, les dommages ou les manques constatés lors de la livraison.](#)

[Nous adresser dans le même temps une copie de votre courrier.](#)

RAPPELS IMPORTANTS


1° Article L 133-3 du code de commerce :

« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».

2° En cas de doute lors d'une livraison, [n'indiquez jamais](#) sur le récépissé « [Sous réserve de déballage](#) ».

Cette mention n'a aucune valeur juridique et ne peut donner droit à quelque dédommagement que ce soit.

3° Les produits réceptionnés par vos soins, sans émission de réserves à la livraison, et sans confirmation par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, ne pourront ouvrir droit à dédommagement de la part du transporteur ou de l'expéditeur.



**Par téléphone :
+33(0)2 72 88 28 95**

**Par fax :
+ 33(0)2 72 88 28 97**

Par email :
contact@hestiamedical.fr

Par courrier :
HESTIA MEDICAL
7 place Louis Lacombe
18000 BOURGES

Date, cachet et signature

BON DE COMMANDE

Email :

N° Client :

Merci pour votre commande !

* Selon le taux de TVA en vigueur en France

Selon nos conditions générales de vente au dos

HESTIA MEDICAL, SAS au capital de 8 000 €, RCS Bourges 501 395 230 - APE 4646Z

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) PRÉAMBULE

Nos conditions de vente sont seules valables et réputées acceptées par l'acheteur. Elles sont opposables à toute condition générale d'achat. Toute clause contraire doit faire l'objet d'un accord écrit.

2) FORMATION DU CONTRAT

Le contrat est formé dès réception d'une commande (téléphone, télécopie ou autre).

3) REDACTION DES COMMANDES

Nous recommandons d'utiliser les références et désignations de nos catalogues et tarifs. Si une erreur de livraison devait survenir par suite d'une imprécision, nous en déclinons toute responsabilité; les frais de retour seraient à la charge de l'acheteur. (Voir article 8).

- Respecter le minimum de colisage lorsqu'une telle disposition est prévue
- Indiquer le mode d'expédition souhaité.
- Tous nos appareils sont fournis en 230 V-50 HZ avec prises aux normes européennes. Tension et prises différentes nous consulter.

4) DOCUMENTATION

Les illustrations du catalogue montrent les appareils et articles tels qu'ils ont été construits au moment de la publication, le vendeur se réservant le droit d'introduire toute modification ou amélioration.

5) EMBALLAGE

Les appareils sont emballés individuellement.

Les emballages ne sont pas repris.

Les expéditions sont préparées au mieux de l'intérêt de l'acheteur et lors des groupages, le matériel est mis sur palette(s).

6) EXPÉDITION

S'il le désire, le délai de livraison sera notifié à l'acheteur. Il s'agit dans tous les cas, d'un délai indicatif. Il n'oblige pas le vendeur qui ne pourra en aucun cas être tenu au versement d'une quelconque indemnité si le délai annoncé ne pouvait être respecté.

Les retards de livraison éventuels ne pourront justifier l'annulation de la commande par l'acheteur.

7) MONTAGE

Pour les articles livrés démontés, le montage reste à la charge de l'acheteur et est effectué sous sa seule responsabilité, sauf accord préalable entre l'acheteur et le vendeur.

8) ASSURANCE ET TRANSPORT

• Nos marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire sans dérogation à cette clause.

• Lors de la livraison, l'acheteur, ou son réceptionnaire, est tenu de débiller la marchandise et de vérifier son bon état en présence du transporteur.

Si la marchandise est détériorée ou s'il constate des manques par rapport à la commande, l'acheteur devra l'indiquer de la façon la plus précise possible sur le bordereau de livraison qu'il remettra au transporteur.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, l'acheteur devra notifier par lettre recommandée au transporteur sa réclamation détaillée.

Si cette formalité, ou toute autre prévue par l'article L 133-3 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'acheteur se trouvera privé de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.

Dans un délai de 8 jours, l'acheteur nous fera parvenir copie de sa lettre de réclamation au transporteur.

• Si l'emballage est détérioré, l'acheteur devra refuser la livraison et indiquer sur le bordereau de livraison « colis endommagé ».

9) RETOURS

• Aucun retour, sans autorisation écrite de notre part, ne sera accepté.

Le retour doit être accompagné d'un bordereau faisant référence à la facture et au

bon de livraison d'origine ainsi que les motifs du retour.

• Toute reprise de matériel se fera avec une moins value de 20 % sous réserve de son état.

• Les fabrications spéciales ne sont pas reprises.

10) PRIX ET CONDITIONS

• Les ventes se font au départ de notre adresse administrative et commerciale.

• Frais de configuration et paramétrage en sus

• Fabrication spéciale : sauf accord particulier, paiement 50% à la commande, le solde aux conditions habituelles.

• TVA applicable à ce jour en France 20%.

11) PAIEMENTS

• Nos factures sont payables à notre adresse administrative et commerciale.

• Sauf stipulation contraire, nos livraisons sont payables par chèque ou virement :

- D'avance

- Contre remboursement

- 15 jours après réception de la facture

• Conformément à la LME n° 2008-776 du 04 août 2008, tout règlement effectué après l'échéance entraînera une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans que le vendeur n'effectue de formalités spécifiques.

• Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé avec AR, est considérée comme une sommation de payer.

• Les réclamations relatives à la facturation, doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception de facture. Toute facture non contestée dans ce délai sera réputée acceptée par l'acheteur.

12) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

1 - A compter de l'enlèvement de la marchandise (départ usine), la garde et les risques des marchandises sont transférés à l'acheteur.

2 - Conformément aux termes de la loi 80.355 du 12 mai 1980 nous conservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires ; jusqu'à ce moment l'acheteur aura la qualité de dépositaire des produits impayés.

3 - Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (effet de commerce ou autre).

4 - Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises.

13) GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR LES MATÉRIELS ET APPAREILLAGES

• Le vendeur prend la responsabilité de remédier à tous défauts de ses appareils

• Cette garantie est valable pendant une période de 1 an pour tout vice de fabrication.

La période de garantie commence à la date de livraison de la marchandise et au plus tard dans les 30 jours suivant la date contractuelle à laquelle la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur.

• Si un défaut apparaît, l'acheteur doit en informer le vendeur qui doit y remédier dans les plus brefs délais. Le vendeur se réserve la possibilité de réparer ou d'échanger le matériel à ses frais.

• En aucun cas, le vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur.

• Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions particulières spécifiées sur notre pro forma.

• En aucun cas, l'article ne sera remboursé.

14) EXPORT

Facturation H.T. départ de notre entrepôt en Euros.

Frais d'emballage en sus (Avion ou maritime à préciser).

Transport et assurance à la charge du destinataire.

15) ARBITRAGE

En cas de contestation ou de litige et quelle que soit l'importance de ceux-ci, le Tribunal de Commerce de Bourges est seul compétent.



HESTIA
MEDICAL

CATALOGUE INSTRUMENTS
DE CHIRURGIE
O P H T H A L
M O L O G I Q
U E

**7 place Louis Lacombe
18000 BOURGES**

**Tél : 02 72 88 28 95
Fax : 02 72 88 28 97
Email : contact@hestiamedical.fr**

**Tous nos produits sur
www.hestiamedical.fr**

